

**چک لیست بیهوشی ایمن* (کنترل روزانه و قبل از القای بیهوشی)****جدول ۱: کنترل روزانه** (این موارد روزانه و همچنین پس از هربار جابجایی دستگاه یا تعویض مخزن هوشبر استنشاقی، کنترل می شوند)

نام و نام خانوادگی بیمار:	شماره پرونده بیمار:
تاریخ و ساعت تکمیل فرم:	
☐	تجهیزات ویژه (دیفیبرلاتور، داروهای اورژانسی، کیت لوله گذاری مشکل و اکسیژن قابل حمل) در دسترس هستند.
☐	منبع اصلی AC در دسترس است و ماشین بیهوشی با منبع AC کار می کند و فعال است.
☐	فشار در سیلندر اکسیژن کمکی که به سرعت قابل دسترسی است، کافی است و یک وسیله ونتیلیسیون دستی، مانند آمبوبگ، در دسترس و آماده به کار است.
☐	فشار گاز داخل لوله های مرکزی، بیشتر یا مساوی ۴۷ psi است.
☐	هیچ نشستی در لوله های تأمین کننده گاز بین فلومترها و خروجی مشترک گاز وجود ندارد.
☐	سیستم پاکسازی گازهای بیهوشی، درست کار می کند.
☐	کالیبره کردن یا تأیید کالیبراسیون مانیتور اکسیژن و کنترل زنگ هشدار اکسیژن پایین. همچنین کالیبره کردن یا تأیید کالیبراسیون کاپنومتر و آنالیزور گازهای بیهوشی، صورت پذیرفته است.
☐	موارد فوق کنترل و مستند شده اند.
نام و نام خانوادگی و امضای تکنسین بیهوشی:	مهر و امضای متخصص بیهوشی:

*تذکر: در مرحله "ورود بیمار" یا "Sing in" در چک لیست جراحی ایمن، سومین موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرد، ایمنی لوازم و تجهیزات بیهوشی است. چک لیست حاضر که به صورت روزانه (جدول شماره ۱) و قبل از القای بیهوشی به هر بیمار (جدول شماره ۲) کنترل و تکمیل می گردد، برای اطمینان از این موضوع مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول ۲: کنترل قبل از القای بیهوشی به هر بیمار (این موارد روزانه و قبل از القای بیهوشی به هر بیمار، کنترل می شوند)

نام و نام خانوادگی بیمار:	شماره پرونده بیمار:
تاریخ و ساعت تکمیل فرم:	
☐	تجهیزات و لوازم معمول (راه هوایی: لارنگوسکوپ آماده به کار و واجد پشتیبان، لوله تراشه های مناسب، Airway اوروفارنکس مناسب، stylet، فورسپس های Magil، لوازم جایگزین جهت مدیریت راه هوایی به نحو مناسب) (تخت اتاق عمل از جهت اتصال به برق، قابلیت حرکت در جهات مختلف و صحت عملکرد کنترل تخت) (داروها: داروهای معمول و داروهای مورد نیاز جهت احیا) (محلول ها و لوازم تزریق داخل وریدی آنها) در دسترس، سالم و آماده استفاده هستند.
☐	ساکشن برای پاکسازی راه های هوایی بیمار بلافاصله در دسترس، سالم و آماده به کار است.
☐	مانیتورها و هشداردهنده ها، موجود، سالم و آماده به کار هستند و محدوده اعلام هشدار برای دستگاه های هشدار دهنده، به درستی مشخص شده است و صدای هشدار دهنده های صوتی به اندازه کافی بلند است.
☐	مخزن هوشبر استنشاقی به اندازه کافی پر شده و اطمینان حاصل شده که ورودی های پرکننده کاملاً بسته هستند.
☐	ماده جاذب دی اکسید کربن موجود و دارای عملکرد مناسب است.
☐	فشارسیستم تنفسی مناسب است و نشستی ندارد.
☐	گاز در طی گردش تنفسی در هر دو مرحله دم و بازدم، به درستی جریان دارد.
☐	ونتیلیاتور و تجهیزات مربوطه به درستی کار می کنند و همه چیز برای شروع بیهوشی، آماده است.
☐	موارد فوق کنترل و مستند شده اند

مهر و امضای متخصص بیهوشی:

نام و نام خانوادگی و امضای تکنسین بیهوشی: